

Classe de 2nd Chimie Prof

TP N°3 : Synthèse de l'acétate de linalyle

Objectifs:

Synthétiser une molécule ayant l'odeur caractéristique de la lavande à partir de matières premières chimiques. Exploiter cette synthèse.

I Synthèse de l'acétate de linalyle :

Le port des lunettes et des gants est obligatoire.

1) Préparation de l'ester :

- a. Dans un ballon de 250 mL bien sec, introduire 2.5 mL de linalol.
- b. Sous la hotte, ajouter 5 mL **d'anhydride acétique** mesurés à l'éprouvette **bien sèche**. Ajouter également 3 grains de pierre ponce.
- c. Agiter quelques instants doucement en maintenant le bouchon.
- d. Réaliser le **montage à reflux** (veiller à la circulation d'eau du bas vers le haut).
- e. Chauffer à reflux pendant 40 minutes environ.
 - 2) Hydrolyse de l'excès d'anhydride acétique :
- a. Préparer 25 mL d'eau froide dans un bêcher de 100 mL.
- b. Arrêter le chauffage. Laisser refroidir le ballon à l'air libre.
- c. Verser doucement l'eau par le sommet du réfrigérant dans le ballon. L'excès d'anhydride acétique est **détruit par hydrolyse** et devient de l'acide acétique.

3) Extraction:

- a. Verser le contenu du ballon dans l'ampoule à décanter. **Attention à ne pas y mettre la pierre ponce**. Rincer le ballon avec 2.5 mL de cyclohexane. Agiter en **dégazant régulièrement** et décanter.
- b. A l'aide du tableau de données, repérer la nature des deux phases et éliminer la phase aqueuse.
- c. Traiter la phase organique avec 20 mL de solution d'hydrogénocarbonate de sodium à 5%, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dégagement gazeux (ceci permet de transformé l'acide acétique en ions acétate et en dioxyde de carbone. Procéder avec précaution, le dégagement gazeux peut être important
- d. Agiter, dégazer souvent et décanter, recueillir la phase organique dans un bécher.
- e. Laver la phase organique avec 20 mL d'eau, éliminer la phase aqueuse.
- f. Récupérer la phase organique dans un flacon. Ajouter un peu de chlorure de calcium anhydre puis filtrer (cette étape permet d'éliminer les dernière trace d'eau).
- g. Conserver la phase organique (acétate de linalyle) dans un flacon bouché pour réaliser la chromatographie dans le TP suivant.

Tableau de données :

	Linalol	Anhydride	Acétate de linalyle	Acide acétique
		éthanoïque		
Densité	0,87	1,08	0,89	1,18
Température d'ébullition (1 bar)	199 °C	139,5 °C	220 °C	85 °C
Solubilité dans l'eau	Assez faible	Très soluble	Très faible	Très soluble

Sortie d'eau

Entrée d'eau

Ballon contenant le

mélange réactionnel



Classe de 2nd
Chimie
Prof

II Exploitation:

1) Généralités:


Les esters sont responsables du goût et de l'odeur agréable de nombreux fruits et fleurs, et de parfums artificiels. Les parfums naturels et les senteurs doivent leur délicatesse à des mélanges complexes, souvent plus de cent substances. Les parfums artificiels peu coûteux sont souvent constitués d'un seul composé ou d'un mélange très simple. Ainsi l'éthanoate de 3-méthylbutyle est utilisé en solution alcoolique comme arôme de banane dans certaines eaux minérales et sirops.

L'acétate d'isoamyle ou l'éthanoate de 3-méthybutyle fait partie de la catégorie chimique des esters ; il existe d'autres esters utilisés comme arômes alimentaires (voir les esters dans les apports théoriques : arômes alimentaires).

2) Ecriture de la réaction chimique de synthèse :

A cette époque de l'année, l'équation de réaction de synthèse de l'acétate de linalyle s'écrit sous la forme :

- 3) Questions:
- a. **Schématiser** le montage à reflux.
- b. Indiquer le **rôle** du chauffage. Faciliter la réaction chimique entre les deux réactifs.
- c. Indiquer le **rôle** de la pierre ponce. *Réguler l'ébullition, homogénéiser le mélange.*



Réfrigérant

e. Donner une **définition** du mot « synthèse » en utilisant les mots : « réactifs », « produits », « transformation chimique ».

La synthèse d'une espèce chimique est une transformation chimique au cours de laquelle des réactifs permettent l'obtention d'un produit étant l'espèce chimique recherchée.

- f. Pourquoi le **réfrigérant** doit-il rester **ouvert** à son extrémité supérieure ? Il y aurait dans le cas contraire une monté de pression et donc un risque d'explosion.
- g. Pour quelle raison précise t-on que la **verrerie** doit-être **bien sèche** lors de la synthèse ? La synthèse se fait avec de l'anhydride acétique, si il y a de l'eau, il se transforme en acide acétique qui ne nous intéresse pas.
- h. Que signifie le terme **hydrolyse**? *Dissociation due à l'eau*.
- i. Pour la première décantation :

Dessiner l'ampoule à décanter et y placer la phase aqueuse et la phase organique. Indiquer dans quelle phase se trouve l'acétate de linalyle lors de la décantation. De quel(s) renseignement(s) avez-vous besoin pour répondre à cette question ?

L'acétate de linalyle se trouve dans la phase aqueuse. On a besoin de données sur la densité

j. Quelle est la nature du gaz qui se dégage lors du lavage avec la solution d'hydrogénocarbonate de sodium?

Quel est l'intérêt de ce lavage ?

Il se dégage du CO₂. On enlève ainsi toute acidité au produit. On le purifie.

